

Wb, Elisa용 Anti-Kcnh1 폴리클로날 항체 - O95259

품목 번호: CM0028629



소개

WB 및 ELISA용 인간 KCNH1/EAG1 (O95259)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 면역원은 아미노산 813-962를 포함합니다. 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	KCNH1 Rabbit pAb
비고/별칭	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3756
GeneID	3756
면역원	인간 KCNH1 (NP_002229.1)의 아미노산 813-962에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O95259
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스 백(Ice bag)