

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kdm3A 폴리클로날 항체 - Q9Y4C1

품목 번호: CM0013304

소개

이 토끼 폴리클로날 항체는 147kDa 히스톤 H3 Lys-9 탈메틸화효소인 인간 KDM3A (JMJD1A, TSGA)를 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 염색질 및 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KDM3A Rabbit pAb
비고/별칭	TSGA; JMJD1; JHDM2A; JHMD2A; JMJD1A; KDM3A
종	인간
GeneID (인간)	55818
GeneID	55818
면역원	인간 KDM3A (NP_060903.2)의 아미노산 975-1283에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y4C1
단백질 분자량	147kDa
배송	아이스백