


Anti-Kdm5B 토끼 폴리클론 항체 [Ko 검증] For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ugl1

품목 번호: CM0029608



소개

KO 검증된 토끼 폴리클론 anti-KDM5B 항체, WB, IF/ICC, ELISA용. 사람 및 마우스 KDM5B (Lysine-specific demethylase 5B) 인식. 염색질 변형 및 암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] KDM5B 토끼 pAb
비고/별칭	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A; 5B
종	사람
GeneID (사람)	10765
GeneID	10765
면역원	재조합 단백질 사람 KDM5B (NP_006609.3)의 아미노산 784-883에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q9UGL1
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스백