

Anti-Kdm7A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q3Uwm4

품목 번호: CM0013136

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 KDM7A Rabbit Polyclonal Antibody, 인간과 교차 반응성. 리신 특이적 탈메틸화효소 7A는 히스톤 메틸화를 조절하며, 뇌 발달과 염색질 역학에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KDM7A Rabbit pAb
비고/별칭	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
종	마우스
GeneID (인간)	80853
GeneID (마우스)	338523
면역원	마우스 KDM7A (NP_001028602.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q3UWM4
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스팩