


Anti-Khdrbs1/Sam68 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 적합 - Q07666

품목 번호: CM0029864



소개

인간 KHDRBS1/Sam68을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트를 검출합니다. 신호 전달, 대체 스플라이싱 및 세포 주기 조절에서 핵심적인 역할을 수행합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KHDRBS1/Sam68 토끼 pAb
비고/별칭	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
종	인간
유전자 ID (인간)	10657
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07666
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스백