


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Kif22 토끼 다클론 항체 - Q14807

품목 번호: CM0023540



소개

이 토끼 다클론 항체는 KIF22(KID, KNSL4)에 대한 것으로 인간 및 마우스 시료를 검출합니다. 웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에 적합합니다. 유사분열 키네신 유사 단백질을 표적으로 하며 세포 분열 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF22 토끼 pAb
비고/별칭	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
종	인간
유전자ID (인간)	3835
유전자ID	3835
면역원	인간 KIF22 (NP_015556.1)의 아미노산 456-665에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14807
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩