


Wb 및 Elisa용 Anti-Kif2A 폴리클로널 항체 - O00139

품목 번호: CM0019989



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 KIF2A 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 KIF2A(~80kDa)를 검출합니다. 유사 분열 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIF2A Rabbit pAb
비고/별칭	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3796
유전자 ID	3796
면역원(Immunogen)	인간 KIF2A (NP_004511.2)의 아미노산 30-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00139
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)