


Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Kir2Dl2/Kir2Dl3 단일클론 항체 - P43628

품목 번호: CM0012737



소개

인간 KIR2DL2/KIR2DL3에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, FC, ELISA에 적합합니다. NK 세포에 발현되는 HLA-C 리간드에 대한 천연살해세포 억제 수용체를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIR2DL2/KIR2DL3 Rabbit mAb
비고/별칭	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
종	인간
유전자 ID (인간)	3803/3804
유전자 ID	3803/3804
면역원	재조합 단백질 (인간 KIR2DL3(NP_056952.2)의 아미노산 22-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P43628
단백질 분자량	27kDa/37kDa/38kDa
배송	아이스백