

Wb, Elisa용 Anti-Kir2Dl4 폴리클로날 항체 - Q99706

품목 번호: CM0012909



소개

WB, ELISA용으로 검증된 KIR2DL4 Rabbit Polyclonal Antibody (Q99706). 비정형 HLA-G 수용체인 인간, 마우스, 랫트 KIR2DL4를 검출합니다. NK 세포 신호 전달 및 모태-태아 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIR2DL4 Rabbit pAb
비고/별칭	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	3805
유전자 ID	3805
항원(Immunogen)	인간 KIR2DL4 (NP_002246.5)의 아미노산 22-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q99706
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	Ice bag