


Wb, Elisa용 Anti-Kir3DL1 폴리클론항체 - P43629

품목 번호: CM0023405



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 Anti-KIR3DL1 폴리클론항체입니다. 인간 킬러 세포 면역글로불린 유사 수용체 3DL1을 표적으로 하며, 마우스와 교차반응하고 분자량은 49 kDa입니다. NK 세포 및 면역수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KIR3DL1 Rabbit pAb
비고/별칭	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1
종	인간
유전자 ID (인간)	3811
유전자 ID	3811
면역원	재조합 단백질: 인간 KIR3DL1 (NP_037421.2)의 아미노산 22-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P43629
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백