

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kir3Dl3 다클론 항체 - Q8N743

품목 번호: CM0015637

소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-KIR3DL3 토끼 다클론 항체입니다. NK 세포 억제 수용체인 인간, 마우스 및 랫드 KIR3DL3을 인식합니다. 면역세포 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KIR3DL3 토끼 pAb
비고/별칭	KIR44; KIRCI; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
종	인간
유전자 ID (인간)	115653
유전자 ID	115653
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q8N743
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩