


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kiss1R 폴리클론항체 - Q969F8

품목 번호: CM0025252



소개

이 KISS1R 토끼 폴리클론항체(43kDa)는 인간, 마우스, 랫트를 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 생식 생물학 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KISS1R 토끼 pAb
비고/별칭	HH8; CPPBI; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
종	인간
GeneID	84634 (인간)
면역원	인간 KISS1R (NP_115940.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q969F8
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백