

Wb, Elisa용 항-Klf10 다클론 항체 - Q13118

품목 번호: CM0018610



소개

인간 KLF10(TIEG1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 생쥐 및 쥐와 교차 반응성이 있습니다. 전사 조절, 일주기 리듬 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLF10 토끼 pAb
비고/별칭	EGRA; TIEG; TIEG1; EGR-alpha; KLF10
종	인간
유전자 ID (인간)	7071
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q13118
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스백