

Wb, Elisa용 Anti-Klk6 폴리클로날 항체 - Q92876

품목 번호: CM0016327



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증된 KLK6 토끼 폴리클로날 항체입니다. 신경 퇴행 및 암 전이와 관련된 세린 프로테아제인 인간 칼리크레인-6을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KLK6 Rabbit pAb
비고/별칭	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	5653
면역원(Immunogen)	인간 KLK6 (NP_002765.1)의 아미노산 100부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q92876
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)