

Anti-Kyat3 토끼 다클론 항체 (Kat3/Ccbl2), Ihc-P, If/Icc, Elisa 용도 - Q6Yp21

품목 번호: CM0028290

소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 KYAT3 토끼 다클론 항체(pAb)입니다. 인간 및 생쥐와 반응합니다. 트립토판 대사에 관여하는 키뉴레닌 아미노기전이효소 III를 표적으로 하며, 신경과학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	KYAT3 토끼 pAb
비고/별칭	KAT3; CCBL2; KATIII
종	인간
유전자ID	56267
면역원	인간 KYAT3 (NP_001008661.1)의 아미노산 295-394에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q6YP21
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩