

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Kynu 단일클론 항체 - Q16719

품목 번호: CM0004198



소개

이 토끼 단일클론 항체는 트립토판 분해 대사에서 핵심 효소인 인간 키뉴레니네이스(KYNU)를 표적으로 합니다. 재조합 단백질 유래의 면역원을 사용하며, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 교차 반응성: 인간. 34 kDa 및 52 kDa에서 밴드를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KYNU Rabbit mAb
비고/별칭	KYNU; KYNUU; 키뉴레니네이스
종	인간
GeneID (인간)	8942
GeneID	8942
면역원	인간 KYNU (NP_003928.1)의 아미노산 1-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16719
단백질 분자량	34kDa/52kDa
배송	아이스백