


Wb 및 Elisa용 Anti-Lactb 폴리클로널 항체 - P83111

품목 번호: CM0030165



소개

인간 LACTB(미토콘드리아 프로테아제 및 종양 억제 인자)를 표적하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 권장되며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 생물학 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LACTB Rabbit pAb
비고/별칭	G24; MRPL56; LACTB
종(Species)	Human
GeneID (Human)	114294
GeneID	114294
면역원(Immunogen)	인간 LACTB (NP_116246.2)의 아미노산 120-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P83111
단백질 분자량	61kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)