

Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Lamin A/C 폴리클론항체 - P02545

품목 번호: CM0017205



소개

인간 Lamin A/C (74 kDa, P02545)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 lamin A/C 검출. 핵 라미나 및 라미노병증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Lamin A/C Rabbit pAb
비고/별칭	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMNI; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
종	인간
GeneID (인간)	4000
GeneID	4000
면역원	인간 Lamin A/C (NP_733821.1)의 아미노산 400-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02545
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스팩