


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 Lamin B1 다클론 항체 - P20700

품목 번호: CM0023094



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP 응용 분야에 대해 검증된 Lamin B1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 Lamin B1을 검출합니다. 핵층 구조와 염색질 조직을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lamin B1 토끼 pAb
비고/별칭	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
종	인간
유전자 ID (인간)	4001
유전자 ID	4001
면역원	인간 Lamin B1(NP_005564.1)의 아미노산 397~586에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P20700
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩