

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Lamp1/Cd107A 토끼 다형성 단클론항체 Polymab® - P11438/P11279

품목 번호: CM0006795



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합한 인간/마우스 LAMP1/CD107a에 대한 KD 검증된 토끼 다형성 단클론항체로, 리소좀 생합성 및 NK 세포 세포독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] LAMP1/CD107a 토끼 PolymAb®
비고/별칭	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
종	인간/마우스
유전자ID (인간)	3916
유전자ID (마우스)	16783
면역원	인간/마우스 CD107a 재조합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P11438/P11279
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩