


Wb 및 Elisa용 Anti-Ldha 단클론 항체 - P00338

품목 번호: CM0012008



소개

인간 LDHA를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 LDHA를 검출하며, 해당 발효(글리콜리시스) 및 대사 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] LDHA Rabbit mAb
비고/별칭	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3939
유전자 ID	3939
면역원	합성 펩타이드 인간 LDHA (NP_005557.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P00338
단백질 분자량	26-39 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)