

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Ldhc 폴리클로날 항체 - P07864

품목 번호: CM0014161



소개

WB, IF-P, ELISA 애플리케이션용 Anti-LDHC 폴리클로날 항체; 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 교차 반응함. 정자 운동성 관련 단백질 및 암/고환 항원 32인 L-젖산 탈수소효소 C 사슬(L-lactate dehydrogenase C chain)을 표적함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LDHC Rabbit pAb
비고/별칭	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3948
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 - 인간 LDHC (NP_002292.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P07864
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스팩