

Ihc-P, Elisa용 항-렙틴 토끼 다클로널 항체 - P41159

품목 번호: CM0030851



소개

인간 렙틴(OB, OBS)을 표적으로 하는 토끼 다클로널 항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 렙틴에 대한 높은 특이성을 통해 에너지 균형, 비만 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Leptin Rabbit pAb
비고/별칭	OB; OBS; LEPD; Leptin
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3952
GeneID	3952
면역원(Immunogen)	재조합 단백질: 인간 렙틴(NP_000221.1)의 아미노산 22-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P41159
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)