

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Lgr6 토끼 단일클론 항체 - Q9Hbx8

품목 번호: CM0009575

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 항-LGR6 토끼 단일클론 항체입니다. Wnt 신호전달을 강화하고 표피 줄기세포를 표시하는 R-스폰딘 수용체인 인간 및 래트 LGR6을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LGR6 토끼 mAb
비고/별칭	GPCR; VTS20631; LGR6
종	인간
GeneID (인간)	59352
GeneID	59352
면역원	인간 LGR6 (Q9HBX8)의 아미노산 801-900 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q9HBX8
단백질 분자량	104kDa
배송 방식	아이스 팩