


Wb, Elisa용 Anti-Lif 토끼 다클론 항체 - P09056

품목 번호: CM0019993



소개

CamelBio는 마우스 백혈병 억제 인자(LIF)에 대한 검증된 토끼 다클론 항체를 제공하며, WB 및 ELISA에 사용할 수 있습니다. 이 항체는 배아줄기세포의 자가 재생과 착상을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Lif Rabbit pAb
종	마우스
GeneID (Human)	3976
GeneID	16878
면역원	마우스 Lif(NP_032527.1)의 아미노산 24~203번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P09056
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩