


Wb, Elisa용 항-Lipa 다클론 항체 - P38571

품목 번호: CM0030089



소개

인간 LIPA(리소솜 산성 리파제)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 래트와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 리소솜 축적 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LIPA 토끼 pAb
비고/별칭	LAL; CESD; LIPA
종	인간
유전자ID (인간)	3988
유전자ID	3988
면역원	인간 LIPA (NP_001121077.1)의 아미노산 110-399번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P38571
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스 팩