

Wb, Elisa용 항리포단백 리파아제(Lpl) 토끼 다클론 항체 - P06858

품목 번호: CM0022265



소개

인간 리포단백 리파아제(LPL)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 지질 대사 및 심혈관 연구에 적합합니다. SWISS: P06858.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	리포단백 리파아제(LPL) 토끼 pAb
비고/별칭	LIPD; HDLCQ11; 리포단백 리파아제(LPL)
종	인간
유전자 ID (인간)	4023
유전자 ID	4023
면역원	재조합 단백질[인간 리포단백 리파아제(Lipoprotein lipase (LPL)) (NP_000228.1)의 아미노산 124-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P06858
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩