

Anti-Lmo2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P25791

품목 번호: CM0022407



소개

인간 LMO2 (Rhombotin-2)에 대한 Rabbit polyclonal antibody입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 적혈구 발달 및 백혈병 연구용입니다. 18 kDa. UniProt P25791.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LMO2 Rabbit pAb
비고/별칭	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
종	인간
GeneID (Human)	4005
GeneID	4005
면역원	인간 LMO2 (NP_001135788.1)의 아미노산 1-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P25791
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백