

Wb, Elisa용 항인간 Lpar2(Edg4, Lpa2) 토끼 다클론 항체 - Q9Hbw0

품목 번호: CM0018581



소개

WB 및 ELISA용 인간 LPAR2(EDG4, LPA2)에 대한 토끼 다클론 항체. 표적 단백질은 G 단백질 연결 신호 전달 및 다양한 세포 활성화에 관여하는 리조포스파티딘산 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	LPAR2 토끼 pAb
비고/별칭	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
종	인간
GeneID (인간)	9170
GeneID	9170
면역원	합성 펩티드 - 인간 LPAR2 (NP_004711.2)의 아미노산 250-350 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HBW0
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩