

Wb, Elisa용 Anti-Lpcat4 다클론 항체 - Q643R3

품목 번호: CM0018277

소개

인간 LPCAT4에 대한 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. LPCAT4는 인지질 대사에 관여하는 리소인지질 아실전이효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LPCAT4 Rabbit pAb
비고/별칭	AYTL3; AGPAT7; LPEAT2; LPLAT10; LPAAT-eta; LPCAT4
종	인간
GeneID (인간)	254531
GeneID	254531
면역원	제조항 단백질 인간 LPCAT4(NP_705841.2)의 아미노산 345-524에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q643R3
단백질 분자량	57kDa
배송	얼음팩