

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Lsm14A 토끼 다클론 항체 - Q8Nd56

품목 번호: CM0019584



소개

사람 LSM14A(RAP55)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. P-body, 번역 억제 및 유사분열 방추체 조절 연구에 유용한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LSM14A 토끼 pAb
비고/별칭	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
종	사람
GeneID (사람)	26065
GeneID	26065
면역원	사람 LSM14A(NP_001107565.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8ND56
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백