

Wb 및 Elisa용 Anti-Lsr 폴리클로날 항체 - Q86X29

품목 번호: CM0029455

소개

인간 LSR(지질분해-자극 리포단백질 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 리포단백질 제거 및 밀착 연결(tight junction) 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LSR Rabbit pAb
비고/별칭	ILDR3; LISCH7; LSR
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	51599
GeneID	51599
면역원(Immunogen)	인간 LSR (NP_057009.3)의 아미노산 50-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q86X29
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)