


Wb 및 Elisa용 Anti-Lxra Rabbit Polyclonal Antibody - Q13133

품목 번호: CM0019495



소개

인간 옥시스테롤 수용체 LXR-알파(간 X 수용체 알파)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 콜레스테롤 항상성 및 핵 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LXRα Rabbit pAb
비고/별칭	LXRA; LXR-α; RLD-1; LXRα
종	인간
유전자 ID	10062
면역원	인간 LXRA (NP_005684.2)의 아미노산 160-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q13133
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백