

Wb 및 Elisa용 Anti-Lyrm1 토끼 다클로날 항체 - O43325

품목 번호: CM0018186

소개

인간 LYRM1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스 교차 반응성이 있습니다. 지방 조직에서 전지방 세포의 증식 및 세포 사멸에 있어 LYRM1의 역할을 조사하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	LYRM1 Rabbit pAb
비고/별칭	A211C6.1; LYRM1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	57149
GeneID	57149
면역원(Immunogen)	인간 LYRM1 (NP_065157.1)의 아미노산 1-122에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	O43325
단백질 분자량(Protein Weight)	14kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)