

Wb, Elisa용 Anti-Mad2/Mad2L1 토끼 단일클론 항체 - Q13257

품목 번호: CM0003058



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션용 Anti-MAD2/MAD2L1 토끼 단일클론 항체입니다. 중요한 방추체 조립 체크포인트 단백질인 인간 MAD2A를 검출하도록 설계되었습니다. 세포 주기 및 유사 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAD2/MAD2L1 Rabbit mAb
비고/별칭	MAD2; HSMAD2; MAD2/MAD2L1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4085
유전자 ID	4085
항원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 MAD2/MAD2L1 (Q13257)의 아미노산 70-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13257
단백질 분자량	24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)