

Wb, Elisa용 Anti-Magt1 폴리클로날 항체 - Q9H0U3

품목 번호: CM0028427



소개

인간 MAGT1 (IAP, MagT1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. N-글리코실화 및 마그네슘 수송에 관여하는 보조 OST 복합체 서브유닛입니다. 당화 장애 및 면역 결핍증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAGT1 Rabbit pAb
비고/별칭	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	84061
면역원(Immunogen)	인간 MAGT1 (NP_115497.4)의 아미노산 60-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9H0U3
단백질 분자량(Protein Weight)	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)