

Anti-Mapkap1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

품목 번호: CM0026301



소개

MAPKAP1(SIN1)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 mTORC2 서브유닛을 인식합니다. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 약 59kDa 밴드를 검출합니다. mTOR 신호전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAPKAP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
종	인간
유전자 ID (인간)	79109
면역원	MAPKAP1 (NP_001006618.1)의 아미노산 360-522에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BPZ7
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백