

Wb, Elisa용 Anti-March9 폴리클로널 항체 - Q86Yj5

품목 번호: CM0014075

소개

면역 수용체의 엔도사이토시스(세포 내 섭취) 및 리소좀 분해를 조절하는 E3 유비퀴틴 리가제인 인간 MARCH9(MARCHF9, RNF179, MARCH-IX)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARCH9 Rabbit pAb
비고/별칭	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	92979
Gene ID	92979
면역원(Immunogen)	인간 MARCH9 (NP_612405.2)의 아미노산 277-346에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로널 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q86YJ5
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백