


Anti-Marveld2 (Tricellulin) 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q8N4S9

품목 번호: CM0012924



소개

인간 MARVELD2 (tricellulin)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응하며, 밀착연접 및 난청 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARVELD2 토끼 pAb
비고/별칭	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
종	인간
GeneID (인간)	153562
GeneID	153562
면역원	인간 MARVELD2 (NP_001033692.2)의 아미노산 1-195번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N4S9
단백질 분자량	64kDa
배송 방식	아이스팩