

Wb, Ihc-P, Elisa용 항비만세포 키마아제(Cma1) 토끼 단클론 항체 - P23946

품목 번호: CM0002855



소개

인간 비만세포 키마아제(CMA1)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 최적화되어 있으며 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 비만세포 생물학에서 키마아제 프로테아제 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	비만세포 키마아제(CMA1) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CYH; MCT1; 키마아제; 비만세포 키마아제(CMA1)
종	인간
유전자ID (인간)	1215
유전자ID	1215
면역원	합성 펩티드 인간 비만세포 키마아제(CMA1) (P23946)의 아미노산 148-247번 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23946
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백