

Anti-Matn3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15232

품목 번호: CM0027276

소개

WB 및 ELISA에 적합한 고품질의 토끼 다클로날 항체로, 인간 MATN3를 표적하며 마우스 및 쥐와의 교차 반응성이 확인되었습니다. 연골 세포외기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MATN3 Rabbit pAb
비고/별칭	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
종	Human
유전자 ID	4148
면역원	인간 MATN3 (NP_002372.1)의 아미노산 277-486에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	O15232
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백