

Anti-Matrilin-2 (Matn2) 토끼 다클로날 항체 (Antibody) - Wb 및 Elisa용 - O00339

품목 번호: CM0021006

소개

사람 Matrilin-2 (MATN2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 107 kDa 단백질을 검출하며, 사람과 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 세포외 기질 조립 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MATN2 Rabbit pAb
비고/별칭	MATN2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4147
GeneID	4147
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 사람 MATN2 (NP_001304677.1)의 아미노산 800에서 C-말단(C-terminus)까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	O00339
단백질 분자량	
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)