


Wb, Elisa용 Anti-Mbd2 토끼 단일클론 항체 - Q9Ubb5

품목 번호: CM0008108



소개

Anti-MBD2 토끼 단일클론 항체는 WB 및 ELISA를 통해 인간 및 마우스 MBD2를 검출합니다. 암 및 후성유전학에서 DNA 메틸화, 염색질 리모델링, 유전자 침묵화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MBD2 토끼 mAb
비고/별칭	DMTase; NY-CO-41; MBD2
종	인간
유전자 ID (인간)	8932
유전자 ID	8932
면역원	인간 MBD2(Q9UBB5)의 아미노산 100~200번 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9UBB5
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩