


Wb 및 Elisa용 Anti-Mc2R 폴리클로날 항체 - Q01718

품목 번호: CM0029901



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질 MC2R 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플의 내인성 MC2R을 검출합니다. 부신 피질 기능, 코르티솔 방출 및 GPCR 신호 전달 조사에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MC2R Rabbit pAb
비고/별칭	ACTHR; MC2R
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	4158
GeneID	4158
면역원(Immunogen)	인간 MC2R (NP_000520.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간), Mouse (마우스)
SWISS	Q01718
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스백