


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mccc1 다클론 항체 - Q96Rq3

품목 번호: CM0014812



소개

이 토끼 다클론 항체는 인간 MCCC1을 표적으로 하며, WB, IHC-P 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응하여 류신 대사 및 관련 질환 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCCC1 토끼 pAb
비고/별칭	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
종	인간
유전자 ID (인간)	56922
면역원	인간 MCCC1(NP_064551.3)의 아미노산 640-725에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96RQ3
단백질 중량	80kDa
배송	아이스백