


Anti-Mcm3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P25205

품목 번호: CM0013573



소개

인간 MCM3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IP, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 적합합니다. UniProt: P25205.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MCM3 Rabbit pAb
비고/별칭	HCC5; P1.h; RLFb; P1-MCM3; MCM3
종	Human
GeneID (Human)	4172
GeneID	4172
면역원	인간 MCM3 (NP_002379.2)의 아미노산 1-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P25205
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스 팩