


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mct1/Slc16A1 다클론 항체 - P53985

품목 번호: CM0025699



소개

인간 MCT1/SLC16A1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 모노카르복실레이트 수송 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCT1/SLC16A1 토끼 pAb
비고/별칭	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D; MCT1/SLC16A1
종	인간
유전자ID (인간)	6566
유전자ID	6566
면역원	재조합 단백질 인간 MCT1 (NP_003042.3)의 아미노산 190-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P53985
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩