

Anti-Mct4/Slc16A3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O15427

품목 번호: CM0014117

소개

모노카르복실레이트 수송체인 MCT4/SLC16A3를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트의 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 젖산 수송 및 대사 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCT4/SLC16A3 Rabbit pAb
비고/별칭	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4; MCT4/SLC16A3
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	9123
GeneID	9123
면역원(Immunogen)	사람 MCT4/SLC16A3 (NP_004198.1)의 아미노산 410-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카베고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O15427
단백질 분자량	49kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)