

Wb, Elisa용 Anti-Mcu 단일클론 항체 (Ko 검증) - Q8Ne86

품목 번호: CM0003439

소개

인간 MCU에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 MCU(40 kDa)를 인식합니다. 미토콘드리아 칼슘 흡수 및 세포 생리학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] MCU Rabbit mAb
비고/별칭	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
종	인간
GeneID (인간)	90550
GeneID	90550
면역원	인간 MCU (NP_612366.1)의 아미노산 51-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NE86
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩