

Wb 및 Elisa용 Anti-Mdm2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q00987

품목 번호: CM0016011



소개

인간 MDM2(HDM2)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 MDM2를 검출합니다. p53 유비퀴틴화 및 암 연구에 이상적입니다. - Q00987

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MDM2 Rabbit pAb
비고/별칭	HDMX, LSKB, hdm2, ACTFS, MDM2
종	인간
GeneID (Human)	4193
GeneID	4193
면역원	인간 MDM2 (NP_001354919.1)의 아미노산 200-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00987
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백